

Objectif pour observation champ clair


Série 378 - M Plan Apo

M Plan d' Apo pour observation sur champ clair


Compatible avec les microscope VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Note : une unité de polarisation (378-074) est nécessaire lors de l' utilisation d'un objectif 1X.


Réf.	Modèle	N . A	W.D. [mm]	P.D. [mm]	f [mm]	R [μm]	D.F. [μm]	Champ de vision 1 (FOV 1) [mm]	Champ de vision 2 (FOV 2) [mm]	Poids [g]
378-800-3	M Plan Apo 1X	0,025	11	95	200	11	440	ø24	4,8x6,4	300
378-801-6	M Plan Apo 2X	0,055	34	95	100	5	91	ø12	2,4x3,2	220
378-802-6	M Plan Apo 5X	0,14	34	95	40	2	14	ø4,8	0,96x1,28	240
378-807-3	M Plan Apo 7,5X	0,21	35	95	26,67	1,3	6,2	ø3,6	0,64x0,85	240
378-803-3	M Plan Apo 10X	0,28	34	95	20	1	3,5	ø2,4	0,48x0,64	230
378-804-3	M Plan Apo 20X	0,42	20	95	10	0,7	1,6	ø1,2	0,24x0,32	270
378-805-3	M Plan Apo 50X	0,55	13	95	4	0,5	0,9	ø0,48	0,1x0,13	290
378-806-3	M Plan Apo 100X	0,7	6	95	2	0,4	0,6	ø0,24	0,05x0,06	320




M Plan Apo 1X




M Plan Apo 2X




M Plan Apo 5X




M Plan Apo 7.5X




M Plan Apo 10X



M Plan Apo 20X



M Plan Apo 50X



M Plan Apo 100X

Caractéristiques techniques

Abréviations tableau produits

N.A. : Ouverture numérique
W.D. : Distance de travail
f : Distance focale
R : Résolution
D.F. : Profondeur focale
Champ de vision 1 : avec oculaire
ø24 mm
Champ de vision 2 : avec caméra
CCD 1/2"



Documentation microscopes et objectifs sur
www.mitutoyo.fr