

[Accueil](#) / [Nos produits](#) / [Solvants](#) / [Chlorés](#) / Chlorure de méthylène regenere stabilise

Chlorure de méthylène regenere stabilise

Conditionnement

Nos produits sont en grande majorité commandables en Vrac, IBC / GRV neufs ou rénovés, fûts neufs ou rénovés et bidons. Veuillez nous contacter pour identifier ensemble l'emballage le mieux adapté à votre usage.

Utilisations

Le chlorure de méthylène stabilisé est utilisé pour la fabrication de films et de fibres cellulosiques, comme décapants pour peinture, comme additifs, en tant que solvant d'extraction pour les alcaloïdes, les graisses, les cires ou les huiles essentielles, dans les aérosols et en synthèse organique.

 

[Demande d'informations](#)

Nom secondaire : Non renseigné

Code produit : 2325

N° CAS : 75-09-2/67-56-1

N° CE/EINECS : 200-838-9/200-659-6

Numéro d'enregistrement :

01-2119480404-41-xxxx/ 01-2119433307-44-xxxx

Point de fusion : -95,1 °C

Intervalle d'ébullition : 40 °C

Point éclair : Non renseigné

Pression vapeur à 20° : 453 hPa

Densité à 20° : 1,31 g/cm³

Solubilité dans l'eau : 13,2 g/l

Viscosité dynamique à 20° : 0,42 mPa.s

Nos engagements



Esprit de service

En savoir plus

Demande d'informations



Recherche & développement

En savoir plus



Démarche Q.H.S.E.

En savoir plus

Contact

Notre standard est ouvert :

– Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

 +33 3 20 41 28 05

 contact@brabant.fr

La réception, l'expédition et la réception des marchandises sont ouverts :

– Du Lundi au Jeudi

[Demande d'informations](#)

– Le Vendredi

de 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h

[Mentions légales](#)

[Gestion des cookies](#)

[Demande d'informations](#)