

HOCLEAN

L'appareil de production de solution désinfectante.



FT_HOCLEAN_FR_00_2026/03/31

Fabriqué en France par OxyPharm selon la norme ISO 13485.

Les appareils **Hoclean** et **Hoclean+** sont des machines compactes qui produisent en 11 minutes une solution désinfectante à base d'acide hypochloreux depuis le **concentré Hoclean**.

Conforme aux normes en vigueur, cette solution assure une désinfection efficace contre un large spectre de micro-organismes. Elle s'intègre facilement dans tous les environnements nécessitant une hygiène maîtrisée.



FACILE D'UTILISATION

Production rapide et intuitive d'une solution désinfectante prête à l'emploi en seulement 11 minutes, par simple pression d'un bouton.



ÉCONOMIQUE & ÉCORESPONSABLE

Génération sur site à partir du concentré HOClean, sans transport ni stockage de produits chimiques. Solution biodégradable, sans résidus.



POLYVALENT

Utilisable sur les surfaces, les sols et en trempage. Adapté à de nombreux environnements : santé, dentaire, agroalimentaire, industrie, collectivités.



EFFICACITÉ NORMÉE

Solution conforme aux normes EN 1276, EN 13697, EN 14476 et EN 13704, garantissant une désinfection prouvée contre bactéries, virus et spores.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : info@oxypharm.net

- Usage strictement professionnel.
- Ne pas inhaler la solution lors de la préparation.
- Utiliser uniquement avec les concentrés Hoclean.
- Ne pas modifier l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HOCLEAN	HOCLEAN+
Capacité du vase	350 ml	2 L
Dimension (en cm)		
• Hauteur	17,3	29,8
• Largeur	9,2	19,7
• Profondeur	10,2	15,9
Poids à vide	427 g	770 g
Conditions de stockage		
• Température	0 °C à 70 °C	
• Hygrométrie	10 % à 95 %	
Pression atmosphérique	800 à 1060 hPa	
Puissance	15 W	80 W
Intensité nominale	1,5 A	2 A

Composition du concentré Hoclean

Chlorure de sodium, vinaigre et eau.

RÉFÉRENCES APPAREILS

Hoclean	8600.200
Hoclean+	8600.205

RÉFÉRENCES CONCENTRÉS

100 ml	Bouchon compte-gouttes avec cuillère	8600.110
	Pompe-doseuse	8600.111
	Bouchon compte-gouttes sans cuillère	8600.112
50 ml	Bouchon compte-gouttes avec cuillère	8600.120
	Pompe-doseuse	8600.121
	Bouchon compte-gouttes sans cuillère	8600.122